



4109

Rodillera de neopreno para ligamentos cruzados



+ Características


- Confeccionada en neopreno de celdillas cerradas para una adecuada conservación del calor corporal.
- Incluye material elástico y transpirable en la zona poplítea para una mejor comodidad.
- Con estabilizadores laterales en espiral y rodete rotuliano.
- Sistema de control independiente de movimiento anterior y posterior de la tibia en función del ligamento cruzado lesionado.

+ Indicaciones

- Lesión de ligamento cruzado anterior (LCA).
- Lesión de ligamento cruzado posterior (LCP).
- Tratamiento postoperatorio y postraumático.

+ Efectos

- Termocompresión y soporte.



Lesión (LCA).

Lesión (LCP).



34 cm

tallas /

1

2

3

4

5

6

7

cm /

32-34

34-36

36-38

38-41

41-44

44-49

49-54

